

LÍNEA DE DIAGNÓSTICO



SET DE DIAGNÓSTICO COMPLETO



Lámpara
de Xenón

ÍTEM: 5215

CARACTERÍSTICAS

- Juego completo de 5 instrumentos diferentes de 2.5v en un estuche a la medida.
- Soportes de bloqueo de bayoneta para cada cabezal de instrumento para permitir una conexión segura al mango de la batería.
- Mango de batería alimentado por pilas tipo "C".
- Mango moleteado con un hermoso acabado satinado.
- Interruptor de encendido / apagado reostático.
- Viene en estuche con cremallera a la medida, resistente a los arañazos, al desgaste y de fácil limpieza.
- Pesa 23 1/2 onzas.
- Inspeccionado, ensamblado y empaquetado en los EE. UU. A partir de componentes extranjeros.
- Baterías no incluidas.

OTOSCOPIO

- Cabezal de otoscopio cromado con lente de aumento extraíble 3x y ajuste de insuflador.
- Espéculos de oído de polipropileno auto clavables en tamaños de 2.5 mm, 3.5 mm y 4.5 mm.



- Adaptador compatible para su uso con Welch Allyn o espéculos desechables compatibles.
- El adaptador de espéculo nasal con apertura manual de tornillo para instrumentación se conecta a la cabeza del otoscopio.
- Los espéculos auditivos desechables de polipropileno de Welch Allyn en tamaños de 2,75 mm y 4,25 mm son convenientes, seguros y económicos.

OFTALMOSCOPIO

- Cabezal de oftalmoscopio con rueda de lente con 24 lentes correctivos de -25 a +40 dioptrías.
- Cumple o supera ISO 10942, ISO 15004-1 e ISO 15004-2.

ILUMINADOR DE BRAZO DOBLADO

- Iluminador cromado de laringe y nasofaringe de brazo doblado para iluminar la cavidad bucal y el área faríngea.
- Un espejo de 3.0 mm y otro de 4.0 mm con soporte para depresor de lengua que se adhiere al iluminador.
- Un accesorio depresor de lengua para el iluminador.
- Un adaptador desechable depresor de lengua para el iluminador.

NOTA: La cobertura de la garantía es única y exclusivamente por defectos de fábrica por el lapso de 12 meses.