

CONTEC™



ABPM50

Medidor Ambulatorio de Presión Arterial



ABPM50

ABPM50 es un tensiómetro ambulatorio de mano diseñado según el principio de la oscilografía, que puede controlar continuamente la presión arterial en 24 horas. Ofrece una base precisa para el diagnóstico médico, que es aplicable para su uso en el hospital, la clínica y la familia para la prueba de rutina.

Características

- ◆ Aplicable para adultos, pediátricos y neonatos.
- ◆ Monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas, almacena hasta 350 resultados de medición.
- ◆ Combinación perfecta para la medición automática y manual, y almacenar hasta 300 resultados de medición en el modo manual.
- ◆ TFT-LCD de 2,4" en color.
- ◆ Las interfaces de revisión de datos con "Lista de datos", "Gráfico de tendencias", "Fuente grande" aseguran que los parámetros de presión arterial se muestren claramente.
- ◆ Visualización de batería baja, información de alarma, información de error y tiempo.
- ◆ Unidades opcionales: mmHg y kPa.
- ◆ Función de alarma de parámetros definidos por el usuario.
- ◆ Comunicarse con el PC, para lograr las funciones de revisión de datos, análisis de resultados.

Rendimiento

- ◆ NIBP
 - Método de medición: Oscilometría
 - Modo de medición: medición de brazo
 - Intervalo de medición en modo automático: 75, 30, 60, 120, 240 minutos
 - Rango de medición: 0kPa(0mmHg)-38.67kPa(290mmHg)
 - Resolución: 1mmHg
 - Precisión: ± 3 mmHg
- ◆ Pulso roteado
 - Rango de medición: 40bpm-240bpm
 - Resolución: 1bpm
- ◆ Parámetro de alarma: SYS, DIA
- ◆ Alimentación: DC 3V(dos pilas alcalinas "AA")
- ◆ Clasificación de seguridad: equipo con alimentación interna, tipo BF y parte aplicada a prueba de desfibrilación

Características Físicas

- ◆ Dimensión: 728mm(L) x 69mm(W) x 36mm(H)
- ◆ Peso: <300g (incluyendo las baterías) observación de gráficos de tendencias, impresión de informes, etc.

Accesorios

- ◆ Brazaletes para adulto
- ◆ Disco (software para PC)
- ◆ Manual de usuario
- ◆ Cable USB
- ◆ Paquete

Accesorios opcionales

- ◆ Brazaletes neonatal(6-11cm)
- ◆ Brazaletes pediátrico(10-19cm)
- ◆ Brazaletes para niños(18-26cm)
- ◆ Brazaletes para adultos de gran tamaño(33-47cm)
- ◆ Brazaletes neonatal desechable (3.3-5.6cm, 4.2-7.1cm, 5-10.5cm, 6.9-11.7cm)

Funciones de Software

- ◆ Conectar con el dispositivo por el puerto USB.
- ◆ Se pueden descargar los datos de NIBP.
- ◆ Se puede mostrar un gráfico de tendencia con forma de cuchara, un gráfico de tendencia de tipo relleno, un histograma, un gráfico circular y una línea de correlación.
- ◆ Cada dato NIBP puede ser editado, y la anotación también se puede añadir.
- ◆ Se puede editar la información básica, los consejos del médico, la descripción de la PNI y la información de la medicación actual.
- ◆ Los informes se pueden previsualizar e imprimir.