

# *Cama Eléctrica* 3 FUNCIONES



# B300

MOBILIARIO CLÍNICO

# B300



La **CAMA ELÉCTRICA DE 3 FUNCIONES** ha sido desarrollada para el confort del paciente y para las exigencias que presentan en el ámbito hospitalario. Fabricada en Marco de acero y plástico ABS & PP

## FUNCIONES ELÉCTRICAS **3**

### BARANDILLAS



- Barandillas laterales abatibles de aluminio. Manejo fácil y seguro

**B300** es una cama eléctrica ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente, responde a tres características:

### Confort, Seguridad y Protección Total

#### MEJORA LA POSICIÓN DEL PACIENTE Y SU RECUPERACIÓN

Lineal y/o plano



Angulo de elevación de espalda  
 $0 - 70^\circ \pm 5^\circ$




Ángulo de elevación de piernas  
 $0 - 30^\circ \pm 5^\circ$




#### MANDO DE CONTROL

En lugar de los botones del teclado tradicional, posee mandos de control táctiles más avanzados.




Un mando de control interno de fácil acceso al paciente.

#### TABLERO DE CAMA



## MEJORA LA POSICIÓN DEL PACIENTE Y SU RECUPERACIÓN



### FRENO



### RUEDAS

Cuatro ruedas dobles de 150mm c/u



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DATOS TÉCNICOS

\* Equipada con motores marca LINAK (Taiwan)

\* Barandas de aluminio abatibles.

① Material: Marco de acero, plástico ABS & PP

② Dimensión total:

2160mm(L)\*970mm(A)\*440mm-655mm

③ Superficie de paciente:

1935mm(L)\*900mm(A)

④ 3 Funciones activadas mediante un control de mando

Ángulo de elevación de espalda: 0-70°± 5°

Ángulo de elevación de piernas: 0-30°± 5°

Altura ajustable:655mm-440mm

⑤ Peso Neto: 115KG

⑥ Capacidad de carga: <250KGS

⑦ Sistema de frenos central, cuatro ruedas de 150 mm

### ACCESORIOS

Accesorios estándar: 1 atril de suero.