

# CUNA HOSPITALARIA

BC500P



BC500B



Entendemos que los primeros momentos en la vida de un bebé son fundamentales. Por ello, presentamos la cuna hospitalaria que combina innovación, seguridad y confort para brindarle al recién nacido el mejor inicio posible.

Columna con aleación de aluminio

Material de ABS equipada con dos compartimentos

Funciones Trendelenburg y Antitrendelenburg de 0 a 14°

Altura ajustable mediante sistema hidráulico, 980mm - 780mm.

Carriles laterales del ABS de los accesorios alrededor

Peso máximo: 20kg

Cesta plástica transparente para asegurar la buena visibilidad para observar