

# COLCHÓN ANTIESCARAS


Modelo: JH-AM01

Reg. San. Ecuador: 9868-DME-0920



## » CARACTERÍSTICAS

- Material: PVC 3PLY.
- Tamaño: Largo 200cm x Ancho 90cm x Espesor 7cm.
- Diseño de rodamientos: 150kg.
- Bomba de poco ruido.
- Voltaje: 120V.
- Frecuencia: 50 Hz/60 Hz
- Presión: 15-20kpa (115-15mmHg).
- Salida de aire: 4.5 - 5.5L/minuto.
- Tiempo de ciclo: 5 - 10 minutos.
- Controlado por el microordenador.



Estructura  
de burbujas



Bomba de aire  
regulable