

# COLCHÓN PARA CAMA HOSPITALARIA



**Cod.: KI-AQ15030MAT**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El colchón para cama hospitalaria K&I es un tipo especializado de colchón diseñado para su uso en camas de hospitales y entornos de atención médica. Estos colchones están diseñados para proporcionar un nivel óptimo de comodidad y soporte para los pacientes que pasan largos períodos de tiempo en cama debido a enfermedades, lesiones o procedimientos médicos.

El colchón para cama hospitalaria está hecho de materiales duraderos y resistentes al agua, como espuma de alta densidad y fibra de palma de coco. Estos materiales ofrecen un buen soporte para el cuerpo y ayudan a prevenir úlceras por presión y llagas en la piel.

El colchón hospitalario K&I está diseñado para facilitar la limpieza y la higiene. Tienen funda de nylon removible y lavable que permiten una fácil limpieza y desinfección.

Los colchones para camas hospitalarias son utilizados en una variedad de entornos de atención médica, como hospitales, clínicas, hogares de cuidado y centros de rehabilitación. Estos colchones proporcionan un nivel de comodidad y apoyo adecuado para los pacientes, ayudando a mejorar su bienestar y facilitando su proceso de recuperación.

# COLCHÓN PARA CAMA HOSPITALARIA

Producto:	Colchón Para Cama Hospitalaria
Código:	KI-AQ15030MAT
Caja Master:	1 unidad
Origen:	China
Marca:	K&I Knowledge and Innovation
Diseño:	Hospitalario y adaptable en todo tipo de camas hospitalarias.
Usos:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hospitales y clínicas: Ideal para su uso en camas de hospital y áreas de atención médica, proporcionando comodidad y soporte a los pacientes que pasan largos períodos en cama debido a enfermedades, lesiones o procesos de recuperación.</li><li>• Centros de rehabilitación: Beneficioso para los pacientes en centros de rehabilitación que requieren un apoyo adecuado durante su proceso de recuperación. La combinación de espuma de alta densidad y capa de fibra de coco ayuda a mantener una postura correcta y a prevenir úlceras por presión.</li><li>• Hogares de cuidado a largo plazo: Proporciona comodidad y soporte duradero a los residentes que necesitan cuidados prolongados. La funda lavable y las características de ventilación contribuyen a mantener la higiene y la frescura del colchón.</li></ul>
Características técnicas:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Material de la funda: Nylon lavable.</li><li>• Dimensiones: Largo: 190cm. x Ancho: 90cm. x Grosor: 7cm.</li><li>• Peso: Aprox. 7 Kg.</li><li>• Ventiladores: Incluye ventiladores incorporados que mejoran la circulación de aire dentro del colchón, promoviendo una temperatura adecuada y evitando la acumulación de calor, sudoración excesiva y malos olores.</li><li>• Espuma de alta densidad: Núcleo de espuma (grosor 5 cm.) de alta densidad que proporciona un soporte firme y duradero, distribuyendo el peso del cuerpo de manera uniforme y aliviando la presión en los puntos de contacto.</li><li>• Capa de fibra de coco: Capa de <b>2cm.</b> de fibra de palma coco natural colocada debajo de la espuma de alta densidad, que ofrece transpirabilidad, circulación de aire y ayuda a mantener una temperatura fresca y agradable. También proporciona un soporte adicional y ayuda a prevenir la acumulación de humedad.</li><li>• Funda lavable: La funda de nylon es lavable, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento del colchón, contribuyendo a la higiene y al frescor del entorno.</li><li>• El colchón está dividido en 4 secciones para adaptarse a una cama hospitalaria, lo que permite un movimiento coordinado con las secciones de la cama, como el respaldo y la piécerca.</li><li>• Resistente a líquidos: El colchón está fabricado con materiales resistentes al agua para facilitar la limpieza y evitar la absorción de líquidos.</li></ul>
Certificados de Calidad:	ISO9001