


	<b>Sistema de gestión de Calidad</b>	<b>Código: D-18-05-43</b>
	<b>Versión 00</b>	<b>Ficha Técnica</b>

## **INMOVILIZADOR DE CABEZA**



### **Descripción del producto**

Equipo de rescate para adultos. Puede ser utilizado con la camilla tipo cuchara y tabla de rescate. Su diseño ofrece soporte a la región del cuello y cabeza. Fabricado en espuma de alta densidad y forrado con material plástico impermeable fácil de lavar e higienizar, resulta muy eficaz por su solidez y agarre gracias al sistema de sujeción con velcro fácilmente ajustable a las necesidades que se presenten.

### **Uso presuntivo e indicaciones**

Impide cualquier movimiento de la cabeza del herido durante el transporte. Este inmovilizador universal de cabeza se adapta perfectamente a las tablas espinales y a las camillas de cuchara.

### **Instrucciones de uso**

Es empleado en el área de emergencias médicas en personas con lesiones traumáticas por accidentes.

	<b>Sistema de gestión de Calidad</b>	<b>Código: D-18-05-43</b>
	<b>Versión 00</b>	<b>Ficha Técnica</b>

### Normas de calidad

- Fabricado bajo normas de calidad

### Tipos

N/A

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	INMOVILIZADOR DE CABEZA
Tipo	No Estéril.
Material	Espuma de alta densidad
Diseño y características	Diseño funcionalidad, ligero y seguro, forma anatómica, son los atributos que mejor define. Tiene un diseño ergonómico.
Almacenamiento	Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no superior a 30 °C