

# COJIN DE GEL K&I

CÓDIGO KI14888



## Ficha técnica

- \* Marca K&I
- \* Fabricado en China.
- \* Estructura: 1 capa de gel y 2 de esponja.
- \* Forro de vinil y expandex lavable
- \* Dimensiones: 45cmx40cmx6cm
- \* Capacidad de peso: 250lb.
- \* Libre de látex.
- \* Incluye cinturón de seguridad

## Cojín de gel K&I

Cojín anti escaras de gel, ayuda a evitar escaras y brinda el máximo confort. Puede ser usado en cualquier silla de ruedas, silla norma, asientos de vehículos, etc.