

<b>BALANZA CON TALLIMETRO</b>	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-04-30
	Versión 00	Ficha Técnica

## BALANZA CON TALLIMETRO



### Descripción del producto

Apropiada para su uso en hospitales, clínicas, consultorios y/o gimnasios, Incorpora un tallimetro de tipo varilla retráctil, fabricado en aluminio que puede medir alturas desde 60 cm hasta 210 cm.

Tanto el cuerpo como la plataforma están fabricados en acero de construcción pintado con pintura electrostática que asegura una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

Como base tiene una balanza incorporada, la cual tiene una fácil lectura.

### Uso presuntivo e indicaciones

Uso en hospitales, clínicas, consultorios y/o gimnasios, para medir el alto y pesar pacientes o usuarios.

### Instrucciones de uso

- Programar la balanza en cero
- Subir en la balanza
- Dejar que el indicador se detenga por completo.
- Colocar el indicador del tallimetro en la parte superior de la cabeza.
- Bajar del tallimetro y ver el resultado

### Normas de calidad

- Fabricado bajo normas de calidad

### Tipos

N/A

<b>BALANZA CON TALLIMETRO</b>	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-04-30
	Versión 00	Ficha Técnica

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	TALLIMETRO
Tipo	No Estéril.
Material	Acero pintado
Diseño y características	Diseño moderno y elegante, funcionalidad y seguridad son los atributos que mejor definen este equipo. Tiene un diseño ergonómico.
Almacenamiento	Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no superior a 30 °C