

SILLA DE RUEDAS 18" - PIES DESMONTABLES (MANUBRIO ABATIBLE)



Cod.: KI18FABLK-FBSF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Silla de Ruedas 18" – es una silla de ruedas manual de alta calidad con numerosas características de comodidad y funcionalidad. La silla cuenta reposapiés desmontables y un acabado en martillado, lo que le brinda un aspecto moderno y elegante. También cuenta con ruedas de alta calidad de plástico de poliuretano anti-impactos que proporcionan una experiencia de movilidad suave y segura.

El asiento de lona es transpirable y cómodo, lo que es importante para aquellos que necesitan pasar largos períodos de tiempo sentados en la silla de ruedas.

El manubrio de la silla de ruedas es abatible, lo que significa que se puede plegar hacia abajo, lo que facilita el almacenamiento y el transporte de la silla. Además, la silla de ruedas puede ser autopropulsada o empujada por un acompañante, dependiendo de la necesidad del usuario.

SILLA DE RUEDAS 18" - PIES DESMONTABLES (MANUBRIO ABATIBLE)

Producto:	SILLA DE RUEDAS 18" - PIES DESMONTABLES (MANUBRIO ABATIBLE)
Código:	KI18FABLK-FBSF
Caja Master:	1 unidad
Origen:	China
Diseño:	Marco y Manubrios Plegable
Material del Marco:	Acero resistente y duradero
Terminado del Marco:	Acabado en martillado para un efecto veta de plata y texturizado
Asiento:	Acolchado y tapizado en tela lona resistente al desgaste para mayor comodidad.
Reposapiés:	Desmontables (o elevables) y ajustables en altura para mayor comodidad y accesibilidad.
Capacidad máxima de peso:	La silla de ruedas puede soportar hasta un peso máximo 113.398 Kg. (250 lbs.)
Frenos:	Sistema de frenos de mano en las ruedas traseras para mayor seguridad.
Ruedas Traseras:	Poliuretano de aro 18"
Ruedas delanteras:	Poliuretano de aro 5"
Componente adicional:	Cinturón de seguridad de nylon ajustable con una hebilla de liberación rápida.
Certificados de Calidad:	ISO9001