

## CAMILLA DE EMERGENCIA PLEGABLE

Camilla de emergencia robusta pero ligera, con marco de aluminio y hierro, tres barras transversales sólidas para un uso intensivo. Nylon reforzado, repelente de líquidos y anti-desgarro.

**Se dobla a la mitad** para un fácil almacenamiento.

**Peso aproximado:** 5 kg.

**Soporta hasta:** 100 kg.

**Medidas aproximadas:** Extendida: 204 cm largo.

54 cm ancho.

12 cm alto.

**Medidas aproximadas:** Doblada: 102 cm largo.

54 cm ancho.

15 cm alto.

