

DOPPLER FETAL – PORTATIL Y RECARGABLE



El Doppler Fetal K&I es un producto maravilloso para todas las futuras madres. Un entorno anómalo, puede provocar la aparición de enfermedades durante la infancia e incluso en vida adulta, es por eso que el Doppler Fetal K&I te permite estudiar la circulación sanguínea del feto. Es totalmente inocua e indolora tanto para la madre como para el bebé y ofrece datos muy importantes del embarazo.

Características	
KIFH K01	Detección automática de FHR.
	Pantalla OLED a color, informativa y fácil de leer.
	Valores de FHR, gráfico de barras y de onda del latido.
	Frecuencia 2.5 MHz.
	Intensidad $\leq 5\text{mW}/\text{cm}^2$.
	Resolución $\leq 1\text{bpm}$.
	Altavoz incorporado.
	Apagado automático.
	Conector para auriculares.
Operación continua de hasta 15 horas.	