

SILLA DE RUEDAS K&I DE 18" - SILVER SPORT II



Cod.: KISSP218DDA-SF
Pies Desmontables

Cod.: KISSP218DDA-ELR
Pies Elevables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Silla de Ruedas 18" – Silver Sport II es una silla de ruedas manual de alta calidad con numerosas características de comodidad y funcionalidad. Esta silla cuenta con apoyabrazos desmontables, reposapiés desmontables o elevables y un acabado en martillado, lo que le brinda un aspecto moderno y elegante. También cuenta con ruedas de alta calidad de plástico de poliuretano anti-impactos que proporcionan una experiencia de movilidad suave y segura.

El asiento de lona es transpirable y cómodo, lo que es importante para aquellos que necesitan pasar largos períodos de tiempo sentados en la silla de ruedas.

Además, la Silla de Ruedas 18" – Silver Sport II está diseñada para permitir que el usuario se acerque a una mesa o escritorio, lo que es ideal para actividades como trabajar o comer. Con la característica de apoyabrazos desmontables, es fácil para el usuario entrar y salir de la silla sin esfuerzo.

SILLA DE RUEDAS K&I DE 18" - SILVER SPORT II

Producto:	Sillas de Ruedas de 18" – Silver Sport II
Código:	KISSP218DDA-SF: Pies Desmontables KISSP218DDA-ELR: Pies Elevables
Caja Master:	1 unidad
Origen:	China
Marca:	K&I Knowledge and Innovation
Diseño:	Versátil para uso por personas sumamente activas. La zona de apoyabrazos en forma de L para que la silla pueda ser ubicada bajo el escritorio o mesa.
Dimensiones:	<ul style="list-style-type: none"> Silla armada: 64 cm. de ancho x 90 cm. de alto x 102cm. de profundidad. Sección apoya brazos: Altura mayor: 72cm. Altura menor: 61 cm. Ancho mayor: 45 cm. Ancho menor: 31.5cm. Apoya brazos: 27 cm de largo. Asiento: 40 cm. x 45cm(ancho). Altura del asiento desde el piso: 49 cm. Espaldar: Altura desde asiento 44cm. Ancho: 45cm. Apoya pies: Longitud regulable de rango de 7.5cm. Cinturón de seguridad: longitud de extremo a extremo 110cm.
Peso:	18Kg.
Material del Marco:	Acero resistente y duradero.
Terminado del Marco:	Acabado en martillado para un efecto veta de plata.
Apoyabrazos:	<ul style="list-style-type: none"> La sección del apoya brazos de ambos lados se puede desmontar de manera rápida. Apoyabrazos acolchonados y recubierto en cuerina. Paneles de la sección de los apoya brazos en plástico de alta resistencia a los impactos.
Asiento:	Acolchado y tapizado en tela lona resistente al desgaste para mayor comodidad.
Reposapiés:	<ul style="list-style-type: none"> Desmontables (o elevables) y ajustables en altura para mayor comodidad y accesibilidad. Él apoya pies elevables tiene almohadillas acolchonadas y recubiertas con cuerina para apoyar las pantorrillas. La base en donde se apoya el pie es de plástico anti-impactos y duradero.
Capacidad máxima de peso:	113.398 Kg. (250 lbs.)
Frenos:	Sistema de frenos de mano en las ruedas traseras para mayor seguridad.
Ruedas Traseras:	Poliuretano de aro 18"
Ruedas delanteras:	Poliuretano de aro 5"
Componente adicional:	Cinturón de seguridad de nylon ajustable con una hebilla de liberación rápida.
Contenido del Empaque:	1 unidad principal y accesorios empaquetados en una cajita.
Certificados de Calidad:	ISO9001, CE
Garantía Limitada:	1 año