

SILLA DE RUEDAS DE 20" - SILVER SPORT II

Silla Bariátrica



Cod.: KISSP220DDA-ELR
Pies Elevables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Silla de Ruedas 20" Bariátrica K&I – Silver Sport II de 20 pulgadas" esta diseñada y construida para personas con sobrepeso o obesidad. La especificación "de 20 pulgadas" se refiere al ancho del asiento de la silla de ruedas, que es más ancho que el de las sillas de ruedas estándar. Estas sillas están diseñadas para proporcionar comodidad, seguridad y movilidad a personas con necesidades específicas debido a su peso.

Producto:	Sillas de Ruedas de 20" – Silver Sport II
Código:	KISSP220DDA-ELR (Pies Elevables)
Caja Master:	1 unidad
Origen:	China
Marca:	K&I Knowledge and Innovation
Diseño:	Bariátrico y Dinámico
Especificaciones Técnica:	<ul style="list-style-type: none">• Dimensiones del producto armado: 66 x 101 x 91 cm.• Dimensiones del asiento: 51 x 41 cm.• Altura del asiento desde el piso: 49 cm.• Ruedas de poliuretano de 24".• Ruedas delanteras giratorias de 6".• Capacidad de peso: 300lbs.• Materiales: Marco de acero, Asiento de Lona.• Color: Acabado en martillado para un efecto veta de plata.• Espaldar plegable y apoya brazos abatibles con diseño para escritorio.• Reposapiés: Regulables y con almohadillas acolchonadas y recubiertas con cuerina para apoyar las pantorrillas.• Frenos: Sistema de frenos de mano en las ruedas traseras.• Peso del ítem armado: 20Kg.
Certificados de Calidad:	ISO13485, CE