

CONTEC™



PM10

**Monitor cardíaco de ECG
Portátil**

PM10 Portable ECG Monitor

Introducción

El monitor de ECG portátil PM10 es un dispositivo para comprobar el ECG, que es aplicable para la familia y el usuario individual, es un buen ayudante para la prevención temprana de las enfermedades cardiovasculares y reducir los riesgos. El diseño inteligente, logra la gestión de la salud a distancia mediante el uso con la aplicación móvil, puede iniciar automáticamente la medición, almacenar ECG, cargar datos, descargar la conclusión de la salud y obtener el consejo del médico en el primer momento.

Rango de aplicación

Es aplicable a pacientes con diferentes tipos de enfermedades crónicas, especialmente cardiopatías coronarias, diabetes, hipertensión, miocarditis, obesidad, dolor de pecho, palpitaciones y disnea.

Características

- ◆ 1.77" color TFT-LCD.
- ◆ Rápidamente para comprobar ECG una vez que el dedo toque, conveniente para operar.
- ◆ Conclusión precisa se puede obtener inmediatamente después de la medición.
- ◆ La batería de litio recargable incorporada puede grabar continuamente hasta 500 casos en la carga completa.
- ◆ Transmisión por Bluetooth.
- ◆ Los datos de ECG se pueden guardar en la plataforma CLOUD de forma permanente, conveniente para comprobar y analizar.
- ◆ Los datos históricos se pueden imprimir en cualquier momento, conveniente para diagnosticar.




Características físicas


Dimensión: 700mm (L) x 45mm (W) x 75mm (H)

Peso: unos 60g


Modos de medición




Conductores de extremidades I



Conductores de tórax V



Conductores de extremidades I



Conductores de extremidades II