

OXIMETRO de pulso

PO-100B+



- Pantalla Color LCD
- SpO2 y medición de frecuencia de pulso
- Visualización numérica y forma de onda SpO2 simultánea
- Batería de alta duración
- Alarma audible y visual
- Soporta sensores DB9 reusables y desechables
- Alta capacidad de almacenamiento

PO-100B+ OXIMETRO DE PULSO



ESPECIFICACIONES TECNICAS



| | |
|---|--|
| CLASIFICACIÓN | |
| TIPO DE PROTECCIÓN | Equipo de alimentación interna |
| GRADO DE PROTECCIÓN | Tipo BF-Parte Aplicada |
| MODO DE OPERACIÓN | Continuo Proteccion tipo IPX2 |
| TAMAÑO Y PESO | |
| TAMAÑO | 142(largo) X 78 (ancho) X 28 (alto) (mm) |
| PESO | 250 gr (sin baterias) |
| MEDIO AMBIENTE | |
| TEMPERATURA TRABAJO | 5°C ~ 40°C |
| ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE | -20°C ~ 55°C |
| HUMEDAD | |
| TRABAJO | 15% - 85% (sin condensación) |
| ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE | -20% ~ 55% (sin condensación) |
| PANTALLA | 58mm x 43mm Color LCD |
| BASE CARGADOR* | |
| ENTRADA DE VOLTAJE | 100 a 240V AC, 50/60 Hz |
| BATERÍA | |
| CAPACIDAD | 1800 mAh |
| DURACIÓN DE BATERÍA | 15 hours |
| BATERÍAS ALCALINAS | 4 piezas 1.5V AAA |
| DURACIÓN DE BATERÍA | 15 hours |
| ESPECIFICACION DE PARAMETROS DE MEDIDA | |
| RANGO DE MEDICIÓN | SpO2 35 - 100% PR 25 - 250 LPM |
| PRECISIÓN SPO2 | Adulto (incluye niños) ±2% (70% - 100%) Neonatos ±3% (70% - 100%) |
| RESOLUCIÓN SPO2 | ±1% |
| PRECISIÓN DE FRECUENCIA DE PULSO | Adulto/Niño ±2 LPM Neonato ±3 LPM PR resolución 1 LPM |

Healthcorp
MEDICAL EQUIPMENT

Mail: contacto@healthcorp.ec
Celular: 0999230608

Advanced
Instrumentations



ISO 9001:2008 CERTIFIED ISO 13485:2003 CERTIFIED