

SILLA DE TRANSPORTE

Ligera, resistente y fácil de transportar. Viene con reposa pies abatibles y reposa brazos acolchados para proporcionar mayor comodidad y bloqueos en las ruedas traseras para garantizar la seguridad.

La tapicería negra de nylon es cómoda, liviana y fácil de limpiar.

Las ruedas son livianas, no necesitan mantenimiento fuerte y proporcionan un desplazamiento suave sobre la mayoría de las superficies.

Estructura de aluminio fácilmente plegable con espaldar abatible para un almacenamiento y transporte conveniente.

Peso máximo de soporte: 113 kg.

Ancho del asiento: 17".

Profundidad del asiento: 40 cm.

DISPONIBLE TAMBIÉN EN

BORGOÑA Y **AZUL**

