

CONTEC™

TERMOMETRO INFRARROJO PROFESIONAL

TP500



ESPECIFICACIONES:

- Pantalla LCD.
- Rango de medición de temperatura: 32 – 43 °C
- Resolución: 0.1 °C
- Tiempo de medición: menor a un segundo.
- Hasta 30 grupos de memoria.
- Apagado Inteligente.
- Ultra bajo consumo de baterías.
- Control de nivel de batería en la pantalla.
- Aviso de batería baja.
- Utiliza 2 pilas AAA
- Protección IPX0 contra líquidos.
- Vida útil: 5 años

