



▲ Coche utilitario  
UT200  
640\*456\*858 mm

- Panel superior con barandilla para evitar que los objetos pequeños se deslicen.
- Dos cajones para el almacenamiento de artículos.
- Un lateral con manija de empuje.
- Una cesta de basura.
- Cuatro ruedas giratorias (dos con freno), son antiestáticas, antienredos de pelo, ligeras y de movimiento flexible.
- Limpiar con alcohol o agua. No utilice ninguna solución con benceno.
- Evite ser rayado por metales afilados.
- Evitar la exposición prolongada al sol como sea posible.