

SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO 18"

Marca: Newrise

Modelo: XSG105

Reg. San.: 7475-DME-0919



Características

- Accionamiento manual de la rueda trasera.
- Tubos de aleación de aluminio de alta resistencia con estructura de soporte doble de barra transversal. Diámetro del tubo de aluminio: 22 mm. Espesor de la pared: 2,0 mm.
- Tratamiento anodizado de la superficie para mayor durabilidad.
- Capacidad de carga de 120 kg.
- Cojín del respaldo del asiento hecho de esponja 30D y tela Oxford 600D para brindar mayor comodidad al paciente.
- Almohadillas de reposabrazos de PU para una sensación suave al tacto.
- Reposabrazos inclinados que se pueden girar y desmontar.
- Pedales de alta resistencia con soportes giratorios y desmontables, ajustables en altura y con función basculante.
- Cinturones de seguridad para garantizar la protección del paciente durante el uso.
- Equipada con frenos de enfermería para una frenada efectiva.
- Ruedas delanteras de caucho macizo de 8" para una movilidad suave.
- Ruedas traseras de neumáticos de 24" con radios de acero 13#-36.
- Diseño plegable que facilita su transporte y almacenamiento.

Dimensiones

- Longitud total: 1000mm, Anchura total: 620mm, Altura total: 920mm
- Asiento: Ancho: 460mm, Profundidad: 410mm, Altura: 480mm
- Altura del respaldo: 430mm

Accesorios

- Bomba de aire manual
- Kit de herramientas